



HYGIENEMANAGEMENT IN DER ZAHNARZTPRAXIS AUFBEREITUNG, PFLEGE & WARTUNG VON INSTRUMENTEN

multi-com

HYGIENE · DENTAL · CARE



LAGERUNG/NUTZUNG

- Dokumentierte Freigabe und Lagerung bis zur nächsten Verwendung

STERILISATION

- Sichere Klasse B Sterilisation per Wasserdampf-Sterilisator
- Dokumentation per App und USB, Etikettendruck, Validierung des Aufbereitungsprozesses.
- Helixtest (REF 20612)

STERILGUTVERPACKUNG

- Validierbare Sterilgutverpackung der vorgereinigten Instrumente im Folienschweißgerät als Vorbereitung auf die Sterilisation.

REINIGUNG

- Durchspülen an der Einheit.
- Entnahme des Bohrers.
- Vorreinigen der Instrumente mit einem Wischdesinfektionstuch.

THERMODESINFEKTION

- Reinigung und Desinfektion im Thermodesinfektor.
- Prozessdokumentation kabellos per App via Handy/Tablet.

WARTUNG & PFLEGE

- Ölung der beweglichen Teile, um ein Trockenlaufen und daraus entstehende Reparaturkosten zu vermeiden.
- Pflegeöl (REF 17905)

WARTUNG & PFLEGE

Sorgfältige Aufbereitung und eine regelmäßige Wartung Ihrer Instrumente reduzieren die Ausfallzeiten im Alltag auf ein Minimum und garantieren einen störungsfreien Betrieb in Ihrer Praxis. Der multi-com Reparaturservice ist Ihr Spezialist für Reparaturen und Wartungen - fragen Sie uns danach, wir beraten Sie gern.

