

Sie haben noch Fragen zum Thema? Wir beantworten sie gern:

0800 200 3000

Begrenzt viruzid oder viruzid? Für jede Anwendung das geeignete Mittel

Viruzide Präparate haben Vorteile, denn sie bieten sicheren Schutz vor einer größeren Zahl an Erregern als andere. Dennoch sollten sie nur sehr gezielt eingesetzt werden, da sie meist teurer sind und aufgrund ihres hohen Alkohol- oder Säureanteils Haut und Oberflächen stark strapazieren können. Die Verwendung von viruziden Desinfektionsmitteln ist nach den aktuellen RKI-Vorschriften nur dann notwendig, wenn semikritische Instrumente und Medizinprodukte aufgrund ihrer Bauart nicht thermisch desinfiziert werden dürfen und daher mit einem viruziden Desinfektionsmittel chemisch aufbereitet werden müssen. Im dentalen Bereich gibt es nur wenige Instrumente, die davon betroffen sind, z. B. intraorale Kameras. Können semikritische Instrumente

thermisch aufbereitet werden, sind viruzide Desinfektionsmittel übrigens keine echte Alternative – für sie ist die thermische Desinfektion der chemischen vorzuziehen. Alle übrigen Flächen im Behandlungszimmer, beispielsweise dentale Einheiten, Stühle und Arbeitsflächen, gelten als unkritisch und können mit einem „begrenzt viruzid“-wirksamen Desinfektionsmittel desinfiziert werden. **Fazit: Eine kleine Packung viruzider Desinfektionstücher reicht für die Aufbereitung der semikritischen Medizinprodukte in Ihrer Praxis, die nicht thermisch desinfiziert werden dürfen, aus. Für alle anderen Zwecke empfehlen wir haut- und materialschonendere Produkte mit der Wirksamkeit „begrenzt viruzid PLUS“, z. B. FAVORIT Wet Wipes.**



Begrenzt viruzid

Alle behüllte Viren, z. B. Coronaviren, Influenza, Hepatitis B und C, Herpes, RSV und HIV. Begrenzt viruzide Mittel sind in der Regel besser verträglich für Haut und Materialien.

Basisanforderung für die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln und ausreichend für die Desinfektion und Reinigung unkritischer Bereiche.



Begrenzt viruzid PLUS

Alle behüllte Viren + Adeno-, Noro- und Rotaviren
Haut- und materialverträglicher als viruzid wirksame Präparate, so dass sie problemlos im Praxisalltag eingesetzt werden können.

Geeignet für die tägliche Desinfektion und Reinigung unkritischer Bereiche, z. B. Behandlungseinheiten, Stühle und Arbeitsflächen. Alle FAVORIT Wet Wipes wirken „begrenzt viruzid PLUS“.



Viruzid

Alle behüllten + unbehüllte Viren, z. B. Hepatitis A, Polio und Papillomaviren. Viruzide Desinfektionsmittel sind oft teuer und können aufgrund ihres hohen Alkohol- oder Säureanteils Oberflächen stark strapazieren.

Speziell für die chemische Desinfektion semikritischer Medizinprodukte, die nicht thermisch aufbereitet werden dürfen, z. B. intraorale Kameras.

Unsere Bestseller im Überblick:



FAVORIT Wet Wipes Smart+
Begrenzt viruzid PLUS
Alkoholisch
XXL-Tücher



FAVORIT Wet Wipes Max+ Pro
Begrenzt viruzid PLUS
Alkoholreduziert
Materialschonend



FAVORIT Wet Wipes Bio XL
Begrenzt viruzid PLUS
Alkoholisch
Plastikfreies Tuch



FAVORIT Wet Wipes Bio Sensitive
Begrenzt viruzid PLUS
Alkoholfrei
Materialschonend
Plastikfreies Tuch



Bode Mikrobac Virucidal Tissues
Viruzid
Alkoholfrei